



LINEA IMPLANTARE
BTI CORE



BTI CORE

L'essenza delle tue scelte cliniche

Frutto dei più recenti progressi, **la linea BTI CORE® - un set di impianti con 6 diversi diametri e diverse lunghezze** - permette di risolvere la maggior parte dei trattamenti implantari richiesti negli studi odontoiatrici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



MORFOLOGIA CONICA

Semplifica la procedura chirurgica su qualsiasi tipo di osso grazie al suo apice con grande capacità di avanzamento. Inoltre, permette di raggiungere una stabilità primaria negli alveoli post-estrattivi.



CONNESSIONE E PIATTAFORMA PROTESICA UNIFICATA



Un tetralobo interno con una **emergenza protesica di diametro 3,5 mm**, che permette di unificare le componenti protesiche.

Favoriscono una maggiore stabilità dei tessuti periimplantari, sono anche indicati per la riabilitazione degli spazi interdentali compromessi.



SUPERFICIE UnicCa®



Grazie alle proprietà della **superficie UnicCa®** gli impianti BTI CORE® presentano una **migliore stabilità ossea e una maggiore osteointegrazione**.



COMPONENTI RIDOTTI

Gli impianti BTI CORE® implicano una **riduzione di tempi e costi** allo studio odontoiatrico, richiedendo un **minor numero di frese e un kit chirurgico semplice** per il loro inserimento.



CONCETTO BIOBLOCK®



BTI CORE® incorpora **BioBlock®**, un concetto biomeccanico per garantire una **sigillatura ermetica e biologica**, che favorisce la conservazione dell'osso marginale intorno agli impianti.

Usando **transepiteliali allargati**, si ottiene un cambio di piattaforma con profili di emergenza più ampi.

Piattaforma Stretta

IMPIANTO BTI

CORE

Ø3,5 mm diametro della piattaforma




Diverse lunghezze in base al diametro,
da 4,5 mm a 10-13-15 mm



Soluzioni protesiche

degli impianti BTI CORE®



I restauri possono essere eseguiti sia mediante la procedura convenzionale, che con la tecnologia CAD/CAM.

i

4,5



IMPIANTI LUNGHEZZA: 4,5 mm
Riabilitazioni multiple avviate con l'uso di pilastri transepiteliali Multi-Im dedicati. Mai riabilitazioni singole o dirette sull'impianto.

**BTI Comercial**

San Antonio, 15 - 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPAGNA
Tel.: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I.**Biotechnology Institute, S.L.**

Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) Spagna
bti.implantes@bti-implant.es

Filiali**GERMANIA**

Tel. +49 7231 428060
Fax +49 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANCIA

Tel: (33) 556 18 11 18
info@bti-implant.fr

ITALIA

Tel.: +39 0270605067
info@bti-implant.it

MESSICO

Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTOGALLO

Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

REGNO UNITO

Tlf: +44 02039 661873
customerservice@bti-implant.co.uk

STATI UNITI

Cell: 610 209 6040
Office: 866 646 4067
info@bti-implant.us




CleanImplant
Trusted Quality Mark
2017 - 2021



www.bti-biotechnologyinstitute.com

NOTA: si prega di verificare la disponibilità del prodotto sui vari mercati con il proprio distributore di riferimento.



BTI APP
NOVITÀ PRODOTTO

Versione iPhone / smartphone

Versione iPad/Tablet **(contenuti esclusivi per clienti)**