

mosaic®

Universal Composite



GUIDA RAPIDA DI STRATIFICAZIONE

	Strato 1: Dentina	Strato 2: Smalto	Effetto Opzionale	Risultato
Bambini o soggetti che hanno effettuato lo sbiancamento	B0.5  (A0.5 o B1)	Smalto Bianco 	Smalto traslucente sul margine incisale 	
Giovani	B1 	Smalto Blush 	In evidenza con Bianco Opaco 	
Adulti	A2  (A1 o A3)	Smalto Neutro 	—	
Anziani	A3 	Smalto Giallo 	—	
Posteriori: massa singola	—	Smalto Neutro 	—	
Posteriori: massa doppia	A2 	Smalto Neutro 	—	



4801 Mosaic Intro Kit in siringa

1 siringa da 4 g per ciascun colore: A1, A2, A3, EN, ET
1 Scala colori



4802 Mosaic Intro Kit in capsule

1 conf. da 10 capsule da 0,2 g
per ciascun colore: A1, A2, A3, EN, ET
1 Scala colori



4803 Scala colori Mosaic

20 elementi in composito



Mosaic Refill in siringa

4760	A0.5	4773	Smalto Giallo
4761	A1	4774	Smalto Blush
4762	A2	4775	Smalto Grigio
4763	A3	4776	Smalto Neutro
4764	A3.5	4777	Smalto Bianco
4765	A4	4778	Bianco Opaco
4766	A5	4779	Smalto Translucento
4767	B0.5		
4768	B1		
4769	B2		
4770	C2		
4771	C3		
4772	D2		

1 siringa da 4 g



x1

Mosaic Refill in capsule

4799	A0.5	4792	Smalto Giallo
4780	A1	4793	Smalto Blush
4781	A2	4794	Smalto Grigio
4782	A3	4795	Smalto Neutro
4783	A3.5	4796	Smalto Bianco
4784	A4	4797	Bianco Opaco
4785	A5	4798	Smalto Translucento
4786	B0.5		
4787	B1		
4788	B2		
4789	C2		
4790	C3		
4791	D2		

10 capsule da 0,2 g



x10



Scala colori Mosaic

20 masse intuitive per risultati predicibili e naturali ed una scala colori unica nel suo genere, realizzata con composito stratificato a spessore progressivo (per le masse di dentina)



13 DENTINE

Radice: solo dentina
Dente: dentina e smalto neutro

OPACO BIANCO

Non stratificato

6 SMALTI

Non stratificato

800 830 715 ULTRADENT.COM/IT

Ultradent Italia Srl - Via G.L. Bernini, 7 20094 Corsico (MI) - www.ultradent.com/it - info@ultradent.it
© 2019 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

